


# 達人プラスレイアウト追加手順書


## 達人プラスからレイアウト追加を行う場合




達人プラスを起動後、患者呼出を行いレイアウトの追加をしたい機能を選択して下さい。



新規のデータ入力または過去データを表示し、印刷へ進んで下さい。

※過去データの表示は画面右上の  より選択ができます



画面右上の追加ボタンをクリックするとレイアウトダウンロードのページへアクセスします。

(インターネット接続環境が必要です)



ダウンロードを行いたい機能をクリックして下さい。



レイアウトを選択して下さい。


※**詳細をみる**を選択するとレイアウトの情報が確認できます



**ダウンロード**を選択するとレイアウトのダウンロードが始まります。

※画面下部に選択肢が出る場合があります。

デスクトップ等任意の場所に保存して下さい。



ダウンロードを行ったファイル (〇〇.tpr) をダブルクリックするとレイアウト追加の確認画面が表示されます。

**登録**ボタンをクリックすると達人プラスにレイアウトが追加されます




レイアウト追加を行った機能を起動し、レイアウト選択の画面に進み、追加したレイアウトを確認して下さい。

## ホームページからレイアウト追加を行う場合




弊社ホームページ内のダウンロードページより、ダウンロードを行いたい機能を選択して下さい。




レイアウトを選択して下さい。  
※**詳細をみる**を選択するとレイアウトの情報が確認できます



**ダウンロード**を選択するとレイアウトのダウンロードが始まります。  
※画面下部に選択枝が出る場合があります。  
デスクトップ等任意の場所に保存して下さい。



ダウンロードを行ったファイル(〇〇.tpr)をダブルクリックするとレイアウト追加の確認画面が表示されます。  
**登録**ボタンをクリックすると達人プラスにレイアウトが追加されます



レイアウト追加を行った機能を起動し、レイアウト選択の画面に進み、追加したレイアウトを確認して下さい。