



※1台は必ずインターネット接続器が必要です。

① お口を録画の使用申請をしてください。

各種設定から使用申請書を印刷、ご記入の上弊社まで FAX でご送付ください。(10-2 ページ)
弊社より FAX にて認証番号をご返信いたします。



② 認証番号を登録してください。

インターネット接続のできる PC 1 台で認証番号の登録を行ってください。(10-2 ページ)



③ 達人プラスのコンピュータ側の設定を行ってください。

インターネット接続のできる PC で設定を行ってください。(10-3 ページ)



④ 操作について (歯科医院側)


文章を送る手順、患者さんにお渡しする手順書の印刷 (10-4 ページ)



⑤ 操作について (ユーザー側)

手順書に沿っての設定、動画の撮影、送信 (10-5 ページ)

① 認証番号の申請



1. 達人プラス各種設定を起動してください。




2. **お口も録画 使用申請書**をクリックし印刷してください。


必要事項を記入の上弊社まで FAX でご送付ください。

3 営業日以内に認証番号を FAX にて返信いたします。


② 認証番号を登録する



1. 達人プラス各種設定を起動してください。



2. **お口も録画登録**をクリックしてください。



3. 弊社よりご案内しております認証番号を入力し

【このPCで撮影後の動画のダウンロードを行う】に☑を入れ登録をクリックしてください。

※登録は1台のPCのみで行ってください。
 ※登録を行うPCはインターネットの環境が必要です。
 無線での接続の場合インターネット環境が安定せず登録がうまくいかない可能性があるため有線接続のPCが望ましいです。

③ コンピュータ側の設定



1. 達人プラス各種設定を起動してください。





2. 達人プラス各種設定の基本タブより画面設定をクリックしてください。

※この設定はインターネット接続が必要です。

3. メイン機能よりお口を録画に☑をいれて保存をクリックしてください。

④ 操作方法（歯科医院側）



1. メイン画面でお口を録画ジョブを選択します。
2. 空欄に患者さんへの録画方法に関する案内を入力してください。
3. マスタであらかじめ文章を登録・変更することも可能です。
登録済みの文章は「参照」をクリックして選択できます。
4. 文章が完成したら「送信」をクリックしてください。
すると削除ボタンと印刷ボタンが出てきます。
※2回目以降、異なる指示を送る際には
送信済みの文章を削除する必要があります。
5. 「印刷」をクリックしてください。



6. 患者さんにお渡しする【お口を録画アプリご利用方法】の印刷が可能になりますので必要に応じて印刷してください。

⑤ 操作方法（患者さん側）



1. 【お口を録画 アプリご利用方法】の手順通りアプリをインストールし、ログインをしていただきます。
2. ログインをすると、医院で送信した録画に関する案内文章が表示されます。
3. 患者様が動画を撮影し送信をタップすると、自動で達人プラス上に保存されます。
※通信状況によって反映に時間がかかります。