

達人プラス touch デモモードのご案内


<アプリインストール手順>





iOS 用



Android 用



達人プラス touch

1. App Store  または play ストア  より 達人プラス touch をインストールしてください。


※「達人プラス touch」で検索を行うか 左記 QR コードよりダウンロード先へ移動してください。

2. インストール後、達人プラス touch を起動してください。


<アプリ設定手順>



3. **設定** を起動してください。
4. デモモード **しない** をタップし、**する** にしてください。



5. 確認画面で **OK** をタップしてください。



6. **保存** をタップしてください。

デモモードでは、各機能を立ち上げるとデモ用の患者データが起動します。
保存や撮影など、一部ご利用いただけない機能がございますのでご了承ください。
詳しいご利用方法は「達人プラス touch 操作マニュアル」に記載がございます。
弊社 HP からダウンロードしていただけますので、是非ご覧ください。